


SYNLAB
NYOMELEM ÉS VITAMIN VIZSGÁLTÉRŐ LAP
PRIVÁT VIZSGÁLTOKHOZ

Beküldő neve:				
Beküldő címe:				
Név:		9 jegyű kód: <input type="text"/>		
Születési név:		Orvos neve:		Tel: <input type="text"/>
TAJ/ID: <input type="text"/>		Térítés módja: <input type="checkbox"/> Helyben fizető <input type="checkbox"/> Csekket előre* <input type="checkbox"/> Átutalás előre* <input type="checkbox"/>		Pecsét száma: <input type="text"/>
Születési dátum: <input type="text"/>		Nem: <input type="checkbox"/> ffi <input type="checkbox"/> nő <input type="checkbox"/>		Szerződéses
Lakcím (helység): <input type="text"/>		Tel: <input type="text"/>		Beutaló kelte: <input type="text"/>
Lakcím (utca,hsz.): <input type="text"/>		Számlázás i név: <input type="text"/>		Mintav. dátuma: <input type="text"/>
Iránydiag. / BNO: <input type="text"/>		Leletküldési e-mail: <input type="text"/>		*A befizetést igazoló csekket, átutalási bizonylatot a kérelaphoz kell csatolni! A vizsgálat eredményét csak az igazolás birtokában tudjuk kiadni.

NYOMELEM VIZSGÁLTOK	preanalitikai információ	
Nyomelem csomag (Cink, Szelén, Réz, Jód)		SK
Cink		SK
Szelén		SK
Réz		SK
Jód		SK
Higany	4	L
Kadmium		L
Króm		L
Nikkel		L
Ólom		L
Kobalt		L

GYÚJTOTT VIZELETBŐL VÉGZETT VIZSGÁLTOK		
Nikkel (vizelet)	10 ML	V
Króm (vizelet)	10 ML	V
Kobalt (vizelet)	10 ML	V
Higany (vizelet)	30-40 ML	V
Arzén (vizelet)	10 ML	V
Réz (vizelet)	10 ML	V

GYÚJTOTT VIZELET MENNYISÉGE	
	ML /24 ÓRA

Nyomelem: mintavétel után 30 perc múlva a vérminta centrifugálása és a felülúszó szeparálása szükséges (mivel nincs gélszeparátor). A szekunder csöveket sötéttek jellel (matrica, filctoll) ellátni szükséges!

4 Preanalitika Higany vizsgálathoz: A minta 2-8 C-fokon stabil 1 hétig, fagyasztni **TILOS!** Mintaszállítás minden páros hét szerdáján történik a leinfeldeni laborba, ezért a minta vétele és bejuttatása a csepeli központba az azt megelőző 1-2 napban történjen!

VITAMIN VIZSGÁLTOK	minimum mintamennyiség és preanalitikai információ		
Koenzim Q10	0,5 mL savó	2	N
A-vitamin	0,5 mL savó	2	N
C-vitamin	0,5 mL savó	2	N
D3-vitamin (1,25(OH)₂)	0,5 mL savó	2	N
E-vitamin	0,5 mL savó	2	N
K-vitamin	1 mL savó	1 2	N
B₁-vitamin	1 mL EDTA-vér	3	L
B₂-vitamin	1 mL EDTA-vér	3	L
B₃-vitamin	0,5 mL savó	2	N
B₅-vitamin	1 mL savó	2	N
B₆-vitamin	1 mL EDTA-vér	3	L
Aktív B₁₂-vitamin (holo-transzkobalamin)	1 mL savó		N
H-vitamin	1 mL savó	2	N
Folsav	0,5 mL savó		N
B12 vitamin	0,5 mL savó		N
D-vitamin (25OH)	0,5 mL savó		N

MINTAVÉTELI ÚTMUTATÓ

1 A mintát fénytől védeni kell! (alufóliába tekerendő)!

2 A natív cső 20-30 perces állása után **azonnali centrifugálás**, majd a szérum azonnali **szekunder csőbe pipettázása és azonnali fagyasztás!**

3 **A teljes vért fagyasztani kell!**

V: adalékmentes, gyűjtött vizelet (24 órás gyűjtés) **N:** natív, sárga kupakos, gélszeparátoros cső

SK: sötéttek kupakos, adalékmentes cső **L:** vérképes, lila kupakos, EDTA tartalmú cső