

Név:		Beküldő neve:		Beküldő címe:		9 jegyű kód:		Orvos neve:		Tel:		Pecset száma:		Orvos aláírása	
Születési név:		Térítés módja:		Befizetés azonosító:		Számítás i név:		Számítás i cím:		Leletküldési e-mail:		Szerződéses		Beutaló kelte:	
TAJ/ID:		Nem:		ffi		nő		Helyben fizető		Csekkel előre*		Átutalás előre*		Mintav. dátuma:	
Születési dátum:		Lakcím (helység):		Lakcím (utca,hsz.):		Iránydiag./BNO:		*A befizetést igazoló csekket, átutalási bizonylatot a kéréslaphoz kell csatolni! A vizsgálat eredményét csak az igazolás birtokában tudjuk kiadni.							

## A KÉRŐLAPON TALÁLHATÓ VIZSGÁLTATOKRA KÜLÖN MINTAVÉTELI CSŐ LEVÉTELE SZUKESGESE!!!

Amennyiben nem találja egyik kéréslapon sem az igényelni kívánt vizsgálatot, kérjük írjon az [ugyfelszolgalat@synlab.com](mailto:ugyfelszolgalat@synlab.com) e-mail címre!

KLINIKAI KÉMIA	KÓD	ENDOKRINOLÓGIA	KÓD	GYÓGYSZERSZINT
Makroamiláz	MAM	Erythropoetin	EPO	Lamotrigin
CK izoenzimiek (makro-CK)	MCK CKISC	Adrenalin	2 ADRE	Levetiracetam
Amyloid A	SAA	Noradrenalin	2 NORA	Methylphenidate (Ritalin)
Angiotenzin konvertáló enzim	ACE	Dopamin	2 DOPA	
Amiláz izoenzimiek	AMISO	Metanephrin	2 METAN	EGYEB EGYEZTETETT
SFLT1-PLGF ratio	1 SFPLR	Normetanephrin	2 NMETA	
Cink (ejakulátum)		Parathormon related peptid	1 PTHRP	
Triptáz	TRYPTA			
Interleukin 2	1 IL2	Melatonin	2 MELA	
Interleukin 2 receptor (solubilis)	1 IL2LR	CT-pro-vasopressin (ADH)	2 3 PAVP	
Szabad kappa könnyűlánc	FKLKS	IGF2	1 IGF2	
Szabad lambda könnyűlánc	FLKKS	IGFBP-3	1 IGFBP	
Lipoprotein asszociált foszfolipáz A2 PLAC teszt	LPPLA2	Dihydro-testosteron	DHT	
Lipoprotein profil	6 9 LIPGEL	11-desoxycortisol	DCORT	
Apolipoprotein A1	APOLA1	11-desoxycorticosteron	DOC	
Apolipoprotein A2	APOLA2	Gasztrin	1 SGASTR	
Apolipoprotein B	APOLB	Szerotonin	1 SEROP	GYÚJTOTT VIZELET MENNY.
Apolipoprotein E	APOLE			
Very Long Chained Fatty Acid (VLCFA)	VLCFA	Thyroxine-Binding Globulin	TBG	L/24h
Vörösvértest membrán lipidprofil	5 9	Hisztamin	1 HISTA	MINTAVÉTELI ÚTMUTATÓ
Egyedi ALLERGÉN (külön kéréslapon!)	0 db	HORMON VIZSGÁLTATOK VIZELETBŐL		1 Azonnal centrifugálni, a felüliszót fagyasztani kell! Natív minta 20 perc után fúvalandó.
(Phadia Immunocap módszer)		Metanephrin (gyűjtött vizelet)	4 META24	2 Aznap fagyasztandó! Vérminta esetén felüliszó fagyasztandó!
Quantiferon	6 9 TBQUAN	Normetanephrin (gyűjtött vizelet)	4 NMET24	3 8h-s éhezés/szomjazás után (endokrinológiai javaslat alapján)
Válasszon a legördülő listából, vagy írja be a Quantiferon vizsgálat célját!		Katecholaminok (adr,noradr,dopam) (gyűjtött vizelet)	4 CATE	4 24h-s gyűjtött vizelet. A gyűjtés 20 ml 22%-os (6N) sósavra történjen!
		Szteroid hormon profil (gyűjtött vizelet)	STERPU	5 A mintát fénytől védeni kell! (alufóliába tekerendő)
IMMUNOLÓGIA	KÓD	Hisztamin (random vizelet)	10 HISTUK	6 A vizsgálat megrendeléséhez időpont egyeztetés szükséges az ügyfélszolgálatl!
TNF-alfa	1	Jód vizsgálat (gyűjtött vizelet)	IUT	7 4 órán belül a laborba kell juttatni, fugalni, fagyasztani!
CH50	1 CH50	TUMORMARKEREK		8 A teljes vért fagyasztani kell!
Desmoglein-1 antitest	DES1	SCC	2 SCC	9 4C-on tárolható, fagyasztani tilos!
Desmoglein-3 antitest	DES3	Vasoaktív intestinal peptid (VIP)	1 VIP	10 10 ml random vizelet azonnal fagyasztva
GAD	GAD	CA-50	CA50	11 Szobanemsekreten taromato es szállítható, hűteni és fagyasztani tilos!
Tirozin-foszfátáz (IA2)	IA2	HER-2 új onkogén	HER2	
Inzulin elleni antitest	IAA	Neopterin	5 NEOP	
Terápiás humán inzulin elleni antitest	INSA	Timidin kináz	TK	
Citrullinált vimentin autoantitest	MCVAK	ColonAIQ (Clinomics)	5 11 ColonAIQ	
Cink-transzporter 8 elleni antitest	ZNT8			
Gangliozid elleni antitest profil, alap	GANGKL	SZÉKLETVIZSGÁLTATOK		
Gangliozid elleni antitest profil, teljes	GANGGR	Széket α-1 antitripszin	2 AATST	
Anti-MUSK antitest	RTYRA	Széket β defenzin	2 BDEFST	
Anti-Titin	TITIN	Széket albumin	2 ALBST	
		Széket eosinophyl protein X	2 EPXST	
		Széket emésztettség	2 AUSN	
Harántcsíkolat izom elleni at.		Széket flóra status	6 9 SBY	MINTAVÉTEL
MAG-IgM		Széket hisztamin	2 HISST	(sárga, natív)
		Széket laktoferin	2 LACST	(vizeletes cső)
		Széket pancreas specifikus elasztáz	2 BELA1S	(spec.kanalas tartály!)
SPEC. ALVADAS	KÓD	Széket PMN elasztáz	2 PMNEST	(kék dugós, citratos cső)
von Willebrand aktivitás	7 VVFAKT	Széket szekretoros IgA	2 IGAST	(lila, EDTA-s)
PAI (Plazminogen aktivator inhibitor)	7 PAI	Széket zonulin	2 ZONST	(trasyol-EDTA-s cső)
		Széket epesav	2 GALST	(Quantiferon szett)
				(8ml, DNS stabilizáló)

## Preanalitikai információ:

◆ 2-3 nappal vérvétel előtt, illetve vizeletgyűjtés előtt már kerülje az alábbiakat! Étel: kakaó, kávé, tea, csokoládé, dió, citrusfélék, vanília  
Gyógyszerek (előzetes orvosi egyeztetést követően!): alfa-metildopa, L-Dopa, catecholamin tartalmú gyógyszerek (orrcsepp, köhögéscsillapító), vérnyomásra szedett gyógyszerek: ACE gátló, kalcium antagonisták, alfa2 mimetikumok, teofilin, fenotiazinok, triciklikus antidepresszánsok, alfa1 és béta antagonisták, alfa1 mimetikumok, nitroglicerín, nitroprusszid nátrium.

◆ Az egyedi allergén típusát külön kell jelölni az EGYEDI ALLERGÉN KÉRŐLAPON!